

DPD LÍQUIDO DETERMINAÇÃO DE CLORO TOTAL

APRESENTAÇÃO:

- Solução Indicadora DL - DPD, volume de 10 mL (solução A)
 - Solução Tampão de Fosfato DL - STH, volume de 25 mL (solução B)
 - Solução Iodeto de Potássio DL-SKI, volume de 10 mL (solução C)
- PARA 100 TESTES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE UTILIZAÇÃO.



Análises colorimétricas

Cloro total, sua medida é importante e serve para acompanhar a oxidação do cloro durante o tratamento e a distribuição da água. A portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade de se manter em qualquer ponto na rede de distribuição a concentração mínima de cloro residual livre de 0,2 mg/l. Recomenda, ainda, que o teor máximo seja de 2,0 mg/l de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento.

O DPD reage com cloro produzindo uma coloração róseo-avermelhada.

Material necessário:

- a) colorímetro;
- b) cubetas de vidro;
- c) DPD LÍQUIDO para cloro total;

DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA

Rua Profª. Ergília Micelli nº 541 Araraquara – SP. CEP: 14808 – 110

Fone/ Fax: (16) 3322.7020

e-mail: dellab@dellab.com.br