

## **PADRÕES DE CALIBRAÇÃO - CLORO**

**Marca DEL LAB**



### **MEDIDAS**

**DIÂMETRO EXTERNO – 24 mm**

**ALTURA COM TAMPA- 64 mm**

Cubetas fabricadas em vidro ótico com tolerância de até 0,3 mm em suas dimensões, com a marca DEL LAB gravada, tampa plástica lacrada, rótulo com indicação da concentração, data de fabricação e validade do padrão.

**Concentrações :**

**CUBETA LACRADA PADRÃO SINTÉTICO DE 2,00 MG/L (PPM)**

**CUBETA LACRADA PADRÃO SINTÉTICO DE 5,00 MG/L (PPM)**

**COM VALIDADE DE 12 MESES.**