

SUPORTE PARA ELETRODO

Marca DEL LAB



Suporte completo para eletrodo composto de:

- Base de aço com pintura eletrostática,
- Haste de aço inoxidável,
- Suporte para 2 eletrodos e 1 sensor de temperatura com limitador de altura.

Validade indeterminada.

DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA

Rua Profª. Ergília Micelli nº 541 Araraquara – SP.CEP: 14808 – 110

Fone/ Fax: (16) 3322.7020

e-mail: dellab@dellab.com.br